

Anticorpo Policlonal Anti-Fgl2 Para Wb E Elisa - Q14314

Número do item: CM0015726

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Fibroleucina (FGL2) humana. Validado para Western blot e ELISA. Adequado para explorar funções de linfócitos em locais de mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FGL2; T49; pT49
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10875
GeneID	10875
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-140 da FGL2 humana (NP_006673.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14314
Peso Proteico	50kDa
Envio	