


Anticorpo Policlonais Anti-Fgr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09769

Número do item: CM0019845



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGR humano (SWISS P09769) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com humano e rato. Adequado para investigar a sinalização da tirosina quinase não receptora em respostas imunes e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2268
GeneID	2268
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FGR humano (NP_005239.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09769
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de gelo