

Anticorpo Policlonal Anti-Fh (Fumarato Hidratase) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07954

Número do item: CM0027157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FH (Fumarato Hidratase) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos do ciclo de Krebs e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FH Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Espécie	Humano
ID do Gene	2271
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-510 do FH humano (NP_000134.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07954
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo