

Anticorpo Monoclonal Anti-Fhit Para Wb, Elisa - P49789

Número do item: CM0005973



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao FHIT humano (FRA3B/AP3Aase). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Proteína de 17kDa. Para pesquisa em apoptose e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHIT Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FRA3B; AP3Aase; FHIT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2272
GeneID	2272
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FHIT humano (P49789).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49789
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo