

Anticorpo Policlonal Anti-Fhit Para Wb, Elisa - P49789

Número do item: CM0015052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FHIT humano (FRA3B, AP3Aase), validado para Western blot e ELISA. Adequado para o estudo da supressão tumoral, apoptose e metabolismo de nucleotídeos em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHIT Rabbit pAb
Observações/Alias	FRA3B, AP3Aase, FHIT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2272
GeneID	2272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-147 do FHIT humano (NP_001159715.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49789
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo