


Anticorpo Monoclonal Anti-Fhl1 Para Ihc-P, Elisa - Q13642

Número do item: CM0011929



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra FHL1 humano, validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa de desenvolvimento muscular e doenças. Específico para FHL1 humano (Q13642).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHL1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
Espécie	Humano
GeneID	2273
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FHL1 humano (Q13642)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13642
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo