


Anticorpo Monoclonal Anti-Fhl2 Para Wb, Elisa - Q14192

Número do item: CM0004702



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao FHL2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar regulação transcricional, apoptose e biologia muscular. Q14192.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHL2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2274
GeneID	2274
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-260 do FHL2 humano (Q14192).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14192
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo