

Anticorpo Policlonal Anti-Fhl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13643

Número do item: CM0030756



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FHL3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína de 31kDa em músculo esquelético humano e de rato, apoiando pesquisas com coativadores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHL3 Coelho pAb
Observações/Apelido	SLIM2; FHL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2275
GeneID	2275
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13643
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo