

Anticorpo Monoclonal Anti-Fhl5 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Td97

Número do item: CM0008455



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra FHL5 humano (ACT), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de espermatogênese e regulação transcricional específica de testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHL5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Espécie	Humano
GeneID	9457
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 162-284 do FHL5 humano (NP_065228.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5TD97
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Saco com gelo