

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fhl5 Para Wb, Elisa - Q5Td97

Número do item: CM0017070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra FHL5 humano (ACT), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta FHL5 humano e de camundongo. Ideal para estudos de espermatogênese e atividade transcricional de CREM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FHL5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Espécie	Humano
GeneID	9457
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-284 de FHL5 humano (NP_065228.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q5TD97
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo