

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fibp Para Wb, Ihc-P - O43427

Número do item: CM0025974

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FIBP humano (Proteína de ligação intracelular do FGF ácido) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Envolvido na sinalização do FGF1 e na lateralidade embrionária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FIBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9158
GeneID	9158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-364 do FIBP humano (NP_004205.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43427
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de Gelo