


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fibrillarina Para Wb - P22087

Número do item: CM0005659



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Fibrillarina humana (FBL, 34 kDa), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de proteínas nucleolares e metilação de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibrillarin Rabbit mAb
Observações/Apelido	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2091
GeneID	2091
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 111-210 da Fibrillarina/U3 RNP humana (NP_001427.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22087
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo