


Anticorpo Policlonal Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número do item: CM0017415



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Fibrillarin/U3 RNP humano, adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e macaco — uma ferramenta versátil para estudos de função nucleolar e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibrillarin/U3 RNP pAb de Coelho
Observações/Apelido	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-321 do Fibrillarin/U3 RNP humano (NP_001427.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P22087
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo