


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fibrilarina/U3 Rnp Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número do item: CM0003045



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Fibrilarina/U3 RNP humana (P22087), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta proteína de 34 kDa; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de biologia nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibrilarina/U3 RNP mAb de Coelho
Observações/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrilarina/U3 RNP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2091
ID do Gene	2091
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 222-321 da Fibrilarina/U3 RNP humana (P22087).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22087
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo