


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Fibrilarina/U3 Rnp Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número do item: CM0013389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fibrilarina (FBL), uma metiltransferase nucleolar. Validado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, rato, rato e macaco. Ideal para pesquisa de biogênese de ribossomos e função nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho Fibrilarina/U3 RNP
Observações/Apelido	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrilarina/U3 RNP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2091
GeneID	2091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-321 da Fibrilarina/U3 RNP humana (NP_001427.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P22087
Peso Proteico	34 kDa
Envio	Saco de gelo