

Anticorpo Policlonal Anti-Cadeia Alfa Do Fibrinogênio (Fga) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Número do item: CM0018464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cadeia alfa do fibrinogênio humano (FGA). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre hemostasia e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia alfa do Fibrinogênio (FGA) pAb de Coelho
Observações/Apelido	Fib2; Cadeia alfa do Fibrinogênio (FGA)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2243
GeneID	2243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-559 da cadeia alfa do fibrinogênio humano (FGA) (NP_000499.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02671
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo