

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fibroblast Activation Protein-A (Fap) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Número do item: CM0024825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAP humano (seprase, 88 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar remodelação da MEC, cicatrização de feridas e progressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Fibroblast activation protein-α (FAP)
Observações/Apelido	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Fibroblast activation protein-α (FAP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-760 do FAP humano (NP_004451.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12884
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de Gelo