


Anticorpo Policlonal Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P11276

Número do item: CM0027822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra fibronectina (P11276), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Imunogeno de proteína recombinante. Para estudos de adesão celular, fibrose e cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibronectina Rabbit pAb
Observações/Alias	Fn; Fn-1; E330027109
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2335
GeneID	14268
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2205-2477 da Fibronectina de camundongo (NP_034363.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11276
Peso da Proteína	273kDa
Envio	Bolsa de gelo