

Anticorpo Policlonal Anti-Fibronectina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02751

Número do item: CM0018902



introdução

Anticorpo policlonal contra Fibronectina humana (FN1), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de adesão celular e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibronectina pAb Coelho
Observações/Apelido	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2335
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02751
Peso da Proteína	272kDa
Envio	Saco com gelo