

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Número do item: CM0002015



introdução

Anticorpo Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fibronectina (P02751) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de adesão celular, cicatrização de feridas e matriz extracelular em diversas aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibronectina mAb de Coelho
Observações/Apelido	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Espécie	Humano
ID do Gene	2335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-2477 da FN1 humana (P02751)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02751
Peso da Proteína	272kDa
Envio	Saco de gelo