

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P02751

Número do item: CM0006675



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra Fibronectina humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Direciona-se à glicoproteína da matriz extracelular envolvida na adesão celular, cicatrização de feridas e câncer. Adequado para pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibronectina Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectina; Fibronectina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2335
ID do Gene	2335
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 394-614 da Fibronectina humana (NP_997647.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02751
Peso Proteico	71-73kDa/221-272kDa
Envio	Saco de gelo