


Anticorpo Policlonal Anti-Fig4 Para Wb, Elisa - Q92562

Número do item: CM0013176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfatase de fosfoinosítídeos FIG4 humana. Validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para o estudo do metabolismo de PI(3,5)P2 e pesquisas sobre neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FIG4 Rabbit pAb
Observações/alias	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj24914.1; FIG4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 608-907 da FIG4 humana (NP_055660.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q92562
Peso da proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo