

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Filaggrina (Flg) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Número do item: CM0011238



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho FLG de alta qualidade para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage especificamente com filaggrina humana (435kDa). Ideal para pesquisa de diferenciação epidérmica, barreira cutânea e doenças dermatológicas. Enviado em bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLG Rabbit mAb
Observações/Apelido	FLG1, ATOD2, FLG-1
Espécie	Humano
GeneID	2312
Imunogénio	Fragmento recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20930
Peso Proteico	435kDa
Envio	Bolsa de gelo