

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Filaggrina (Flg) Para Wb, Elisa - P20930

Número do item: CM0006174



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a filaggrina humana (FLG), com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para aplicações de WB e ELISA. Suporta pesquisas sobre diferenciação epidérmica, ictiose e distúrbios de queratinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLG Rabbit mAb
Observações/Apelido	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2312
GeneID	2312
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-92 da FLG humana (NP_002007.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P20930
Peso da Proteína	435kDa
Envio	Saco de gelo