

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Filaggrina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Número do item: CM0009865



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado direcionado à filaggrina humana (FLG, 435 kDa) para IF-P, IHC-P e ELISA. A filaggrina agrega filamentos de queratina durante a diferenciação epidérmica, sendo essencial para pesquisas sobre a barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Filaggrina Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FLG1; ATOD2; FLG-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2312
GeneID	2312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-288 da FLG humana (NP_002007.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20930
Peso da Proteína	435 kDa
Envio	Saco de gelo