

Anticorpo Monoclonal Anti-Filamina A Para Wb, Elisa - P21333

Número do item: CM0012497



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Filamina A humana (FLNA), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada de mouse. Ideal para estudar a organização do citoesqueleto de actina, a migração celular e as vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Filamina A Coelho mAb
Observações/Apelido	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamina A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2316
ID do Gene	2316
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2548-2647 da Filamina A humana (P21333).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Mouse
SWISS	P21333
Peso da Proteína	281kDa
Envio	Saco de gelo