

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Filamina A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Número do item: CM0022447



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Filamina A humana (FLNA, ABP-280). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos do citoesqueleto, adesão e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Filamina A pAb de coelho
Observações/alias	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamina A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2316
GeneID	2316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2348-2647 da Filamina A humana (NP_001104026.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P21333
Peso da proteína	281 kDa
Envio	Em bolsa de gelo