


Anticorpo Policlonal Anti-Filamina-B (Flnb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Número do item: CM0019383



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FLNB humano (Filamina-B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da dinâmica do citoesqueleto de actina e da migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FLNB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1686-1785 da FLNB humana (NP_001157789.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O75369
Peso da proteína	278 kDa
Envio	Bolsa de gelo