

Anticorpo Policlonal Anti-Filamina-C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Número do item: CM0014138



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Filamina-C (FLNC), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre a montagem do sarcômero e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLNC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2318
GeneID	2318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2160-2340 da FLNC humana (NP_001449.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q14315
Peso da Proteína	291kDa
Envio	Embalagem de gelo