

Anticorpo Policlonal Anti-Filip1L Para Wb, Elisa - Q4L180

Número do item: CM0019804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FILIP1L (DOC1, GIP130), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para o estudo da atividade antiangiogênica e do vascular tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FILIP1L Rabbit pAb
Observações/Apelido	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11259
ID do Gene	11259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do FILIP1L humano (NP_878913.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q4L180
Peso da Proteína	130kDa
Envio	Saco de gelo