

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fkbp10 Para Wb - Q96Ay3

Número do item: CM0016945

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FKBP10 validado para KO para Western blot e ELISA, reativo com humano e camundongo. FKBP10 é uma peptidil-prolil cis-trans isomerase localizada no lúmen do retículo endoplasmático, envolvida no dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KO Validated] FKBP10 Rabbit pAb
Observações/Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	60681
ID do Gene	60681
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-582 da FKBP10 humana (NP_068758.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96AY3
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo