

Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp11 Para Wb, Elisa - Q8N573

Número do item: CM0021158

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FKBP11, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar resistência ao estresse oxidativo, regulação do pH do Golgi e neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP11 pAb Coelho
Observações/Apelido	FKBP19; FKBP11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51303
GeneID	51303
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-150 do FKBP11 humano (NP_057678.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N573
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo