

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fkbp12 Para Wb E Elisa - P62942

Número do item: CM0003046



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra FKBP12 humana, validado para WB e ELISA. Específico para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização TGF-beta, dobramento de proteínas e receptor de rianodina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP12 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2280
ID do Gene	2280
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 29-108 da FKBP12 humana (P62942)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62942
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo