

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fkbp12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

Número do item: CM0019601



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra a FKBP12 humana (FKBP1A), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre a sinalização de TGF-beta, o dobramento de proteínas e a regulação de canais de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-FKBP12
Observações/Abreviações	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2280
ID do gene	2280
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-108 da FKBP12 (NP_000792.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P62942
Peso da proteína	12 kDa
Transporte	Bolsa de gelo