

## Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68106

Número do item: CM0021156



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FKBP1B, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta FKBP1B humano, de camundongo e de rato (proteína de ligação ao FK506 de 12,6 kDa), envolvida na imunossupressão e no enovelamento proteico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | FKBP1B Rabbit pAb                              |
| Observações/Apelidos | OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPlase; FKBP12.6; FKBP1B |
| Espécie              | Humano                                         |
| GeneID (humano)      | 2281                                           |
| GeneID               | 2281                                           |
| Imunógeno            | Peptídeo Sintético                             |
| Fonte                | Coelho                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                         |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                       |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                       |
| SWISS                | P68106                                         |
| Peso da Proteína     | 12 kDa                                         |
| Envio                | Bolsa de gelo                                  |