

Anti-Fkbp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P26885

Número do item: CM0022559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o FKBP2 (FKBP13), uma peptidil-prolil cis-trans isomerase. Validado para Western blot e ELISA em humanos e camundongos. Ideal para estudos de dobramento de proteínas e imunofilinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FKBP13; PPIase; FKBP-13; FKBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2286
ID do Gene	2286
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26885
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo