


Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp3 De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q00688

Número do item: CM0027148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FKBP3 validado para WB, IP e ELISA. Reage com FKBP3 humano, uma imunofilina nuclear com atividade de peptidil-prolil isomerase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2287
GeneID	2287
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00688
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo