

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fkbp38/Fkbp8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14318

Número do item: CM0010160



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra FKBP38/FKBP8 humano (Q14318). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre apoptose, mitocôndrias e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra FKBP38/FKBP8
Observações/Apelido	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23770
GeneID	23770
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de FKBP38/FKBP8 humano (Q14318)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q14318
Peso da Proteína	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo