

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fkbp38/Fkbp8 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14318

Número do item: CM0029846



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra FKBP38/FKBP8 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular de 45 kDa. Adequado para pesquisa de apoptose e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP38/FKBP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23770
ID do Gene	23770
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-270 da FKBP38/FKBP8 humana (NP_036313.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14318
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo