


Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp51/Fkbp5 Para Wb, Elisa - Q13451

Número do item: CM0027122



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FKBP51/FKBP5, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o tráfego de receptores de hormônios esteroides, sinalização Akt e função de imunofilinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP51/FKBP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2289
GeneID	2289
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 308-457 do FKBP51/FKBP5 humano (NP_001139247.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13451
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo