

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fkbp51/Fkbp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Número do item: CM0011946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FKBP51/FKBP5 (Q13451), validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade em humanos e ratos. O alvo é uma imunofilina de 51 kDa envolvida no tráfego de receptores de esteroides, na sinalização de Akt e na ativação de NF-kB. Ideal para pesquisas em transdução de sinais e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho FKBP51/FKBP5
Observações/Apelidos	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2289
ID do Gene	2289
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q13451
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo