

Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp52/Fkbp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q02790

Número do item: CM0027291



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à FKBP52/FKBP4 humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece amostras humanas, de rato e de camundongo. Peso molecular previsto de 52 kDa. Ideal para estudos de imunofilinas e co-chaperonas de receptores esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP52/FKBP4 Coelho pAb
Observações/Apelido	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2288
GeneID	2288
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-459 da FKBP52/FKBP52/FKBP4 humana (NP_002005.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02790
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em bolsa de gelo