

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fkbp52/Fkbp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02790

Número do item: CM0011863



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao FKBP52/FKBP4 humano (SWISS: Q02790). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudos sobre complexos de receptores de esteroides e funções de imunofilinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FKBP52/FKBP4
Observações/Apelido	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Espécie	Humano
ID do Gene	2288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do FKBP4 humano (Q02790).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02790
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo