

Anticorpo Policlonal Anti-Fkbp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075344

Número do item: CM0026437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FKBP6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a peptidil-prolil cis-trans isomerase inativa FKBP6 envolvida na espermatogênese. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FKBP36; SPGF77; FKBP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8468
GeneID	8468
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-327 da FKBP6 humana (NP_003593.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	075344
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo