


Anticorpo Policlonal Anti-Fkrp Para Wb, Elisa - Q9H9S5

Número do item: CM0013237



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FKRP validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Tem como alvo a ribitol 5-fosfato transferase envolvida na glicosilação da distroglicana. Adequado para pesquisa de distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKRP Rabbit pAb
Observações/Apelido	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79147
ID do Gene	79147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-220 da FKRP humana (NP_077277.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9H9S5
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo