

Anti-Flad1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Nff5

Número do item: CM0013160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FLAD1 humano (sintase/difosfatase de FAD), validado para WB e ELISA. Detecta níveis endógenos da proteína FLAD1 de ~65 kDa em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLAD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Espécie	Humano
ID do Gene	80308
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 388-587 do FLAD1 humano (NP_079483.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NFF5
Peso da Proteína	65kDa

Envio