


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Flap Para Wb, Elisa - P20292

Número do item: CM0002168



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra FLAP humano (Proteína ativadora da 5-lipoxygenase do araquidonato) para aplicações em WB e ELISA. Validado para pesquisa em biossíntese de leucotrienos e inflamação. Reatividade por espécie: humano. Peso molecular da proteína: 18kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLAP Rabbit mAb
Observações/Alias	FLAP
Espécie	Humano
GeneID	241 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 62-161 da FLAP humana (P20292)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20292
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo