

Anticorpo Policlonal Anti-Fln Para Wb, Elisa - Q8Nfg4

Número do item: CM0025595



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FLCN validado para WB e ELISA, direcionado à folliculina humana (64 kDa, SWISS Q8NFG4). Ideal para estudos de pesquisa em sinalização mTORC1, câncer e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLCN Coelho pAb
Observações/Apelido	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Espécie	Humano
ID do Gene	201163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341-579 da FLCN humana (NP_659434.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NFG4
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de Gelo