

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fln Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Número do item: CM0012938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FLCN validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com humano, rato e rato. Ideal para estudar sinalização mTORC1, autofagia e pesquisa da síndrome de Birt-Hogg-Dubé.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLCN pAb de Coelho
Observações/Apelido	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Espécie	Humano
GeneID	201163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341-579 do FLCN humano (NP_659434.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8NFG4
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo