


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Flg Para Wb, Elisa - P20930

Número do item: CM0022028



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FLG de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com a filagrina humana, de rato e de camundongo, uma proteína chave na diferenciação epidérmica. Ideal para pesquisa em biologia da pele e queratinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho FLG
Observações / Apelido	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2312
ID do Gene	2312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da FLG humana (NP_002007.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20930
Peso Proteico	435 kDa
Remessa	Saco de Gelo